

## Stufa da Laboratorio FALC a Ventilazione Naturale Mod. STF-N 80

La Stufa da Laboratorio FALC a Ventilazione Naturale Mod. STF-N 80 ha una struttura esterna in acciaio verniciato con polvere epossidica antiacida e la camera interna in acciaio inox.

**DIMENSIONI INTERNE :** 450 x 400 x 450 mm

**DIMENSIONI ESTERNE:** 775 x 610 x 675 mm

**PESO:** 60 Kg

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Struttura esterna in acciaio verniciato con polvere epossidica antiacida
- Camera interna in acciaio inox
- Doppio bloccaggio della porta per una perfetta tenuta (parte superiore ed inferiore)
- Foro 45 mm sul lato posteriore per scarico fumi con dispositivo per regolazione apertura/chiusura del passaggio cavi, sonde, ecc
- Foro 10 mm sul lato superiore per inserimento termometro o sonde
- Controllo della temperatura con microprocessore
- Precisione: 70°C ± 1.5 / 150°C ± 2.5 / 300°C ± 3.0
- Timer da 0 a 12 ore + infinito
- Classe di sicurezza 3.1
- Capacità: lt 80
- Temperatura: 300 °C
- Ripiani di serie: n. 2
- Numero ripiani max: n. 7
- Alimentazione: V/Hz 230-50/60
- Classe di sicurezza: 3.1
- Classe di protezione: IP 42



GENELAB S.r.l. Via G. Sacconi, 26 – 06132 – Perugia

Tel. 075-5289304 - Fax 075-5270182 - E-mail: [genelab@genelab.eu](mailto:genelab@genelab.eu) - <http://www.genelab.eu>  
Cod. Fiscale E Partita IVA 01946930540 . C.C.I.A.A. Perugia 169495